

# Uwe Petermann

## Kontrollierte Laser-Akupunktur für Hunde und Pferde

### Leseprobe

[Kontrollierte Laser-Akupunktur für Hunde und Pferde](#)

von [Uwe Petermann](#)



<http://www.narayana-verlag.de/b10820>

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Narayana Verlag GmbH  
Blumenplatz 2  
D-79400 Kandern  
Tel. +49 7626 9749 700  
Fax +49 7626 9749 709  
Email [info@narayana-verlag.de](mailto:info@narayana-verlag.de)  
<http://www.narayana-verlag.de>

In unserer [Online-Buchhandlung](#) werden alle deutschen und englischen Homöopathie Bücher vorgestellt.



Mit der Laserakupunktur besteht auch hierbei die Möglichkeit, die Wundheilung erheblich zu verbessern. Bei Wunden mit größerem Hautflächenverlust oder nach der Entfernung von größeren Bereichen von Hypergranulationsgewebe lässt sich der Wundverschluss in der Regel schnell und ohne Komplikationen herbeiführen.

#### **T** Therapieempfehlung zur Förderung der Wundheilung

- Die lokale LLLT mit der Frequenz A und den Punkten MP4 und 3E5 ist wesentlich am Therapieerfolg bei entzündetem Gewebe beteiligt.
- Bei nicht infiziertem Gewebe wird die Frequenz B in Kombination mit MP2 verwendet.

Auch die postoperative Wundheilung lässt sich so erheblich verbessern und Wundheilungsstörungen wie Infektionen und Nahtdehiszenz können vermieden werden.

### 8.4.3 Abszessheilung und Phlegmonen

#### **T** Therapieempfehlung bei Abszess/Phlegmone

- Bei allen phlegmonösen Prozessen ist die LLLT als lokale Behandlung mit der Frequenz A absolut effektiv. In den meisten Fällen wird es zu einer Resorption und zur Abschwellung des entzündeten Gewebes kommen, in anderen wird die Demarkation über die Abszedierung erfolgen.
- Auch wenn in einem bereits fortgeschrittenen Prozess die Abszessreifung nicht richtig in Gang kommen will, hilft der Laser zuverlässig lokal mit der Frequenz A.
- Als demarkationsfördernde und entzündungshemmende Akupunkturpunkte werden 3E5 und MP4 eingesetzt.

Ein Patientenbeispiel findet sich im 2. Abschnitt des Buches (► S. 96).

## 8.5

### Augenerkrankungen

#### 8.5.1 Ulcus corneae

Bei Ulcus corneae nach Hornhautverletzungen, auch nach unklarer Genese, und sogar bei perforierenden Hornhautverletzungen können mit dem Laser manchmal fast unglaubliche Erfolge erzielt werden (► S. 119ff).

Am Auge ist die einzige Indikation gegeben, bei der der Dauerstrichlaser dem Impulslaser vorzuziehen ist, da er hier eindeutig bessere Ergebnisse erzielt. Im Gegensatz zum Körper ist das Auge ein optisch durchlässiges Medium, das dem Laserlicht beim Eintreffen keinen Widerstand entgegensetzt. Außerdem wird beim Hornhautabszess die Laserenergie direkt an der Oberfläche und nicht in der Tiefe des Gewebes benötigt, sodass die größere Eindringtiefe des Impulslasers hier keinen Vorteil bietet (► S. 170, ► S. 171).

#### **T** Therapieempfehlung bei Ulcus corneae

- Gelasert wird lokal streng tangential mit der Laserfrequenz A. Absolut wichtig ist, dass hierbei keine fokussierten Akupunkturlaser verwendet werden, um keine Verblitzungen der Netzhaut zu riskieren. Die normalen Akupunkturlaser haben eine Divergenz von etwa 15 Grad im Laserstrahl, wodurch diese Gefahr deutlich reduziert ist.
- Akupunkturpunkte sind als Nahpunkte die 4 direkt am Auge liegenden Punkte Ma 1, Bl 1, Gb 1 und 3E23 sowie das Kardinalpunktepaaar Gb 41 und 3E5.
- Da das Auge zur Wandlungsphase Holz gehört, ist zu ihrer Stärkung noch der Tonisierungspunkt der Leber, Le 8, sehr wirkungsvoll.

## 8.6

### Herz-Kreislauf-Erkrankungen

#### 8.6.1 Kreislaufversagen und Schock

Eine unglaubliche Effektivität zeigt die Akupunktur in Notfallsituationen wie Narkosezwischenfällen, Kreislaufversagen und Schock.

### **T** Therapieempfehlung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Nur 2 Akupunkturpunkte, und zwar **He 9** und **LG 26** (► S. 25), sind in der Lage, einen sofortigen grundlegenden Wandel in der hier extrem und oft lebensbedrohlich gestörten Regulation hervorzurufen.

**LG 26**, ähnlich wie **LG 1-1** an der Schwanzspitze, vermittelt einen direkten Ausgleich zwischen Konzeptionsgefäß und Lenkergefäß, d. h. zwischen Yin und Yang oder aus westlicher Sicht zwischen Parasympathikus und Sympathikus.

**He 9** als Tonisierungspunkt des Herzmeridians hat eine starke stabilisierende Wirkung auf die Herzfunktion.

Der große Vorteil der Akupunktur ist hierbei nicht nur die spontane, starke Wirkung und die schnelle Durchführbarkeit der 2 Nadelstiche, sondern auch die Tatsache, dass nicht überlegt werden muss, in welchem Stadium sich der Schock befindet, oder welche Form der Kreislaufstörung aktuell besteht, da der Organismus den gesetzten Reiz automatisch in die richtige, physiologische Richtung leitet. Mit der Akupunktur ist es nicht möglich, in der Notfallsituation einen vielleicht lebensentscheidenden Fehler zu begehen.

Diese verblüffende Wirkung der Akupunktur hat sich in zahlreichen Situationen immer wieder bestätigt und soll in einem konkreten Fall beschrieben werden.

### **Fallbeispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen** **Schockzustand bei einem Pferd nach Unfallbergung**

Die 12-jährige Andalusier-Stute war aus ihrem Paddock ausgebrochen und rückwärts in ein etwa 1 m<sup>2</sup> großes, etwa 2 m tiefes Baustellenloch gestürzt. Das Pferd war in diesem Loch in einer sehr unglücklichen Lage, wie ein Korken in einer Flasche, eingepfercht. Eine Verabreichung von beruhigenden oder kreislaufstützenden Medikamenten war aufgrund dieser Situation nicht möglich. Mit großer Mühe konnten der Stute Seile oberhalb der Fesselgelenke angelegt werden und das Pferd

wurde in einer 1½-stündigen Aktion an diesen Seilen mit einem Frontlader aus dem Loch herausgezogen und so aus seiner misslichen Lage befreit.

Nach dieser Aktion lag das Pferd in Seitenlage am Boden und wirkte zunächst wie tot. Der Puls war nicht tastbar. Es konnte jedoch eine sehr flache und leise Herzstätigkeit auskultiert werden. In Zeitabständen von etwa 30 Sekunden konnten vereinzelte flache Atemzüge beobachtet werden. Bevor ich etwas anderes tun wollte, setzte ich zunächst die beiden Notfallnadeln. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Setzen der Nadeln „erwachte“ die Stute wie „angeknipst“, verbrachte sich in Brustlage, taxierte ihre Umgebung und stand ohne Probleme auf.

In vielen vergleichbaren Situationen konnte ich ähnliche Reaktionen sehen und halte diese Form der Kreislaufbehandlung für unvergleichlich sicher und effektiv.

## 8.7

### **Lokale Lasertherapie als idealer Einstieg in die Akupunktur**

In allen diesen aufgeführten Beispielen wurde die lokale Laserbehandlung (LLT) in ihrer Effektivität noch einmal deutlich gesteigert, indem vegetative und humorale Steuerungsmechanismen durch das Lasern von Akupunkturpunkten gezielt unterstützend mit eingesetzt wurden. Der Einstieg in die Akupunktur lässt sich in den genannten Bereichen mit einer geringen Anzahl von sehr wirksamen Akupunkturpunkten relativ einfach finden. Dieser einfache Einstieg und die dadurch vorhandene Möglichkeit, sich selbst in einem gar nicht so kleinen Indikationsbereich von der hervorragenden Wirkung der Akupunktur zu überzeugen, geben einen großen Motivationsschub, die notwendigen Anstrengungen für eine weitere Fortbildung auf dem Gebiet zu übernehmen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die diesen ersten Schritt getan haben, sind immer wieder erstaunt, wie sich die therapeutischen Möglichkeiten über das Bekannte und bis dahin Alltägliche hinaus bedeutend erweitern lassen.



Uwe Petermann

[Kontrollierte Laser-Akupunktur für Hunde und Pferde](#)

192 Seiten, geb.  
erschienen 2011



Mehr Homöopathie Bücher auf [www.narayana-verlag.de](http://www.narayana-verlag.de)